



Fellépő problémák az illesztésnél

Probléma	8,9 átmérő	9,0-9,5 átmérő	9,6 átmérő
Szoros a lencse	<i>Laposabb B.C.</i>	<i>Laposabb B.C. O.Z. módosítás</i>	<i>Laposabb B.C. O.Z. módosítás</i>
Nem mozog a lencse	<i>Laposabb B.C.</i>	<i>Laposabb B.C. O.Z. módosítás</i>	<i>Laposabb B.C. O.Z. módosítás</i>
Laza a lencse	<i>Hegyesebb B.C.</i>	<i>Hegyesebb B.C. növelni az O.Z.</i>	<i>Hegyesebb B.C. növelni az O.Z.</i>
Leecsúszik a lencse	<i>Lenticulár lencse javasolt</i>	<i>Lenticulár lencse javasolt</i>	<i>Lenticulár lencse javasolt</i>
Felugrik a lencse	<i>Hegyesebb B.C.</i>	<i>Hegyesebb B.C.</i>	<i>Hegyesebb B.C.</i>
Becsillog	<i>Növeli az O.Z.</i>	<i>Növelni az O.Z.</i>	<i>Növelni az O.Z.</i>
Felszorul a lencse	<i>Laposabb B.C.</i>	<i>Laposabb B.C.</i>	<i>Laposabb B.C.</i>

Rövidítések: **B.C.** – Base Curve
O.Z. – Optic Zon